

MOTS DE PASSE POUR TÉLÉCHARGEMENT DES POMPES

Pompe Omnipod :

- Se brancher via Internet à l'adresse : diasend.com
- Nom d'utilisateur : chusj (générique pour tous les patients)
- Mot de passe : justine123

Pompe Animas :

- Se brancher via Internet à l'adresse : diasend.com
- Nom d'utilisateur : stejustine (générique pour tous les patients)
- Mot de passe : justine123

Pompe Medtronic :

Systeme Carelink personnel

- Se brancher via Internet à l'adresse : carelink.minimed.eu
- Nom d'utilisateur : (spécifique à chaque patient)
en haut de la première page du dossier vert
- Mot de passe : (spécifique à chaque patient)
en haut de la première page du dossier vert

Systeme Carelink professionnel

- Ouvrir le logiciel Carelink Pro
- Mot de passe (générique pour tous les patients) : carelink